

Product Data Sheet

Scheda Commerciale Prodotto



Catálogo



Foto



Código

00000970

Descripción

BIO BASIC con soporte Velcro – 40 cm



Colores disponibles

Depósito rojo : S040461 0.65L – S040466 1L

Depósito amarillo:
S040462 0.65L – S040467 1L

Depósito verde : S040463 0.65L – S040468 1 L



Datos Técnicos

Material: PP- mango aluminio

Volumen Caja : 0.038 m3

Medida : 40 cm

Peso Bruto : 2,03 kg

Caja: 1 ud

Peso Neto : 1.2 kg

Bio es una herramienta nueva y revolucionaria, equipado con una empuñadura ergonómica y un botón para dosificar el producto químico, una botella de plástico con capacidad para 0,65L y un soporte Velcro de 40 cm.

CARACTERÍSTICAS BIO SYSTEM :

-No es necesario agacharse: gracias a la empuñadura ergonómica el Bio se sostiene con más facilidad manteniéndolo en la posición adecuada.

-Menos peso por levantar: No tendrá que llenar ni vaciar los cubos, ni enjuagar y prensar las mopas.

-La botella de plástico transparente es hermética para evitar la evaporación y tiene una escala graduada: se puede rellenar fácilmente y permite dosificar con precisión el producto químico, lo cual permite ahorrar tiempo y dinero.

Los depósitos se encuentran disponibles con códigos de colores para que el usuario pueda diversificar las soluciones según el entorno que deba limpiar sin tener que cambiar de herramienta.

- Para dosificar el producto químico se pulsa el botón azul del mango, que permite distribuir continuamente o intermitentemente el líquido del depósito.

Si se pulsa y se hace girar en el sentido de las agujas del reloj el botón se bloquea y el producto fluye de forma constante. Para detener a disolución del producto, se gira el botón en el sentido contrario a las agujas del reloj.

La particular forma del tubo hace que la solución química caiga directamente en el suelo para posteriormente distribuirla al paso del recambio de la mopa así evitamos los despilfarros del producto químico.

Ya que el producto químico no entra en contacto directo con la suciedad, este no se altera, y mantiene así sus características propias con el tiempo.

Se limpia fácilmente sin necesidad de desmontar, puede ser esterilizado en autoclave.

